

スリムポストホルダー


Slim Optical Post Holders



- 径12.7 mm ポスト用ホルダ
- ホルダー径19.05 mm (従来品25%減)
- 省スペースな六角穴付きセットスクリュー
- オープンタイプのスロットベースによる柔軟な位置決め



SPH Series Post Holders



発注のご案内

モデル	説明
SPH-1	スリムポストホルダ、高さ 25.4 mm
SPH-1.5	スリムポストホルダ、高さ 38.1 mm
SPH-2	スリムポストホルダ、高さ 50.8 mm
SPH-3	スリムポストホルダ、高さ 76.2 mm
SPH-4	スリムポストホルダ、高さ 101.6 mm
M-PHB-25	オープンスロットベース、高さ 6.4mm、M6 ねじ穴
M-PHB-50	オープンスロットベース、高さ 12.7mm、M6 ねじ穴

*10個セットの場合、モデル番号の末尾に「PK」が付きまます。
Laser Clean (真空対応) 仕様は末尾に「LC」が付きまます。

