

# スロットベース ポストホルダ

## Slotted-Base Optical Post Holders



- ポストホルダとスロットベースが一体化
- 角度指標用きざみ付き
- 拡張用ダブルスロットベース




### 発注のご案内

モデル	説明
BPH-1	スロットベースポストホルダ、φ12.7mm 径ポスト用、高さ 25.4mm
BPH-2	スロットベースポストホルダ、φ12.7mm 径ポスト用、高さ 50.8mm
BPH-3	スロットベースポストホルダ、φ12.7mm 径ポスト用、高さ 76.2mm
BPH-4	スロットベースポストホルダ、φ12.7mm 径ポスト用、高さ 101.6mm
BPH-C-5	ポストカラ、角度指標用ボール付、12.7mm 径ポスト用、5 個入
BPH-XB-5	延長スロットベース、5 個入

\*磁石付モデルは末尾に「-Z」が付きます。

### SPH Series Post Holders



DIM A: for BPH-1, A=1 in. (25.4 mm), BPH-2, A=2 in. (50.8 mm), BPH-3, A=3 in. (76.2 mm), BPH-4, A=4 in. (101.6 mm)