





小型ポスト用スリムホルダ

Miniature Slotted Base Optical Post Holders



- 低価格
- 径7.9 mm ポスト(MSP シリーズ)用ホルダ
- 省スペースな六角穴付きセットスクリュー
- オープンタイプのスロットベースによる柔軟な位置決め



MSP シリーズ

発注のご案内

モデル	説明
MSPH-1	ホルダ高さ 1 in.(25.4 mm)、ベース高さ 0.25 in.(6.35 mm)
MSPH-1.5	ホルダ高さ 1.5 in.(38.1 mm)、ベース高さ 0.25 in.(6.35 mm)
MSPH-2	ホルダ高さ 2 in.(50.8 mm)、ベース高さ 0.25 in.(6.35 mm)
MSPH-3	ホルダ高さ 3 in.(76.2 mm)、ベース高さ 0.25 in.(6.35 mm)



ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レールシステム

メカニカルシャッター

アクセサリ

ベース&ブラケット

ポスト&ロッド
システム

コンポーネント
セット

フィルターマウント

実験キット
アプリケーション
キット