



ELS & ELM シリーズ ライトシールド システム

- ・モジュラー型ライトシールド
- ・シンプルな組立方式
- ・迷光や漏れ光、散乱光をガード



Model	詳細
ELS-P24	ライトシールド パネル, h:203.2mm, L:609.6mm
ELS-P12	ライトシールド パネル, h:203.2mm, L:304.8mm
ELS-P6	ライトシールド パネル, h:203.2mm, L:152.4mm



Model	詳細
ELS-CS	ライトシールドコネクタ, プレート h:203.2mm

Model	詳細
ELS-CLX	ライトシールドコネクタ, 角外側 h:203.2mm

Model	詳細
ELS-CL	ライトシールドコネクタ, 角内側 h:203.2mm



Model **詳細**
 ELS-LP ライトシールド, ライトポート(調整機構付)
 h:203.2mm



Model **詳細**
 ELS-CP ライトシールド, ケーブルポート h:203.2mm



ELS-CL を ELS-P24&ELS-P12 の角に挿入



ELS-CLX を ELS-P24&ELS-P12 の角に挿入



ELS-CS を ELS プレートの間へ挿入



ELS-CP の使用例

モデル一覧

Model	詳細
ELM-CL	Light Shield System, 12 in. Inside Corner Connector Bracket
ELM-CLX	Light Shield System, 12 in. Outside Corner Connector Bracket
ELM-CP	Light Shield System, Cable Port, 12 in. Height
ELM-P24	Light Shield System, 12 in. Height, 24 in. (609.6 mm) Long
ELM-CS	Light Shield System, Connector, Shield Plate, 12 in. Height
ELM-LP	Light Shield System, Adjustable Light Port, 12 in. Height
ELM-P12	Light Shield System, 12 in. Height, 12 in. (304.8 mm) Long
ELM-P6	Light Shield System, 12 in. Height, 6 in. (152.4 mm) Long
ELS-CL	Light Shield System, Connector, Internal Corner Mounting, 8 in. Height
ELS-CLX	Light Shield System, Connector, External Corner Mounting, 8 in. Height
ELS-CP	Light Shield System, Cable Port, 8 in. Height
ELS-CS	Light Shield System, Connector, Shield Plate, 8 in. Height
ELS-LP	Light Shield System, Adjustable Light Port, 8 in. Height
ELS-P12	Light Shield System, 8 in. (203.2 mm) Height, 12 in. (304.8 mm) Long
ELS-P24	Light Shield System, 8 in. (203.2 mm) Height, 24 in. (609.6 mm) Long
ELS-P6	Light Shield System, 8 in. (203.2 mm) Height, 6 in. (152.4 mm) Long



株式会社日本レーザー

東京本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1 TEL 03-5285-0853
大阪支店 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-20-12 TEL 06-6323-7286
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦 3-1-30 TEL 052-205-9711
e-mail: newport@japanlaser.jp / <http://www.newport-japan.jp>