


# 低波面ひずみ Suprema ミラーマウント

## Suprema LWD Mirror Mount



- ・長期安定性に優れた Suprema ミラーマウントと低波面ひずみマウントのコラボ製品
- ・セットスクリータイプに比べ 70%波面ひずみ向上
- ・剛性と安定性に優れたステンレス鋼構造



### 仕様

光学部品径	25.4mm
駆動タイプ	六角レンチタイプ or ノブタイプ
調整軸	$\theta_x$ , $\theta_y$ , Z(3軸の場合)
感度	3.0 arc sec
角度レンジ	$\pm 7^\circ$
調整ネジピッチ	127TPI
特徴	低ストレスマウント 前面挿入・3点止め
材質	ステンレススチール
マウント穴	M4 ザグリ穴

### モデル一覧

モデル	詳細
SU100W-F2H-127	Suprema LWD, $\phi$ 25.4mm, (2)127TPI Locking Hex
SU100W-F2K-127	Suprema LWD, $\phi$ 25.4mm, (2)127TPI Locking Knob
SU100W-F3H-127	Suprema LWD, $\phi$ 25.4mm, (3)127TPI Locking Hex
SU100W-F3K-127	Suprema LWD, $\phi$ 25.4mm, (3)127TPI Locking Knob