

量子効率測定システム

Quantum Efficiency Measurement System



- EQE測定およびキャラクタリゼーションのための完全な試験済みソリューション
- 標準ロックイン増幅器を用いた正確で再現性のあるデータ
- TracQ™ Basicソフトウェアによる簡単な操作および試験データ収集
- 便利な調整可能スポットサイズは試験に適合
- ASTM E1021-12標準規格・試験方法に準拠

OrielのQEPVSI-bは、「光電変換効率 (IPCE)」としても知られる「量子効率 (QE)」を測定するための、あらかじめ構成されていますが、柔軟性のあるソリューションです。業界標準のコンポーネントにより、正確度および再現性を確保しています。Orielの TracQ™ Basicソフトウェアにより、機器のセットアップ、制御、データ収集およびエクスポートができます。

発注のご案内

モデル

QEPVSI-B