


# 光源用スペーサチューブ

## Spacer Tubes for Light Sources



- 高出力ビームを安全に遮蔽
- 光路の延長用に有効

簡単接続スペーサチューブ

これらのフランジ付チューブは、離れた機器間のビーム光路を遮蔽します。弊社では止めネジタイプと簡単接続タイプをご用意しております。比較的安価な止めネジタイプの方が、光の密閉性能が劣ります。弊社のフランジシステムの詳細はP43を参照してください。

### 発注のご案内

モデル	仕様
71301	1.5インチシリーズ、長さ25 mm、簡単接続

**WEB** 詳細は当社のWebサイトを参照してください。