

Picomotorハンドコントロールパッド

Picomotor Hand Control Pad



モデル8758 Picomotor™ ハンドコントロールパッド

- Picomotorポジションを手動でローカル制御
- 8742または8743-CL Picomotorコントローラと互換性あり
- 最大31個のPicomotorコントローラ/ドライバと接続

8785ハンドコントロールパッドは、8742または8743-CL Picomotorコントローラ/ドライバに接続されたPicomotorポジションを簡単にローカル(コンピュータ経由ではない)制御することができます。つまり、短いテストを行いたい場合やわかり易い手のひらサイズのコントローラデバイスが欲しい場合に最適なソリューションとなります。

機能

- コントローラ選択
- モータ選択
- 可変速ジョグ制御
- フォワードリバースシングルステップ&継続ジョグ制御
- デイジーチェーンの場合は最大31のPicomotor制御が可能
- USB電源
- ユーザの利き手に関わらず操作できる人間工学に基づく設計

発注のご案内

モデル	内容
8758	ハンドコントロールパッド、874x Picomotor
8758-MGT-KIT	光学テーブルマウントキット