

VIBeシリーズ
小型メカニカル除振脚、2.3kg - 5.4 kg
 Mini Mechanical Vibration Isolator, 5 lbs (2.3 kg) to 12 lbs (5.4 kg)



- 1"のコンパクトデザインで高性能
- 保守が不要で経済的
- エアーホースやコンプレッサー不要
- オプションのアダプタにより容易にマウント可能

VIB100-0512軸受は垂直と水平除振の両方が可能な内蔵ユニットであり、2.3 kgから5.4 kgまでに対応します。

この除振装置は9 Hzで除振を開始する6.7 Hzの垂直共振周波数と、8 Hzで除振を開始する6.3 Hzの水平共振周波数が特徴です。これは、代表的なラボで発生する振動ノイズの85%を除去するのに十分な性能です。VIB100軸受は、除振プラットフォームの水平調節が可能なネジ山付き開口部を備えた専用ブラケットを介して、VIBシリーズの除振ベースプレートに取り付けます。

モデル	VIB100-0512
垂直除振の共振周波数	7.3 Hz
水平除振の共振周波数	4.6 Hz
共振周波数での増幅 (垂直)	27 dB
共振周波数での増幅 (水平)	18 dB

発注のご案内

モデル	内容
 VIB100-0512	小型メカニカル除振脚、5lbs (2.3kg)-12lbs (5.4kg)
 VIB100-BA-ADJ	VIB100シリーズ用調整式マウンティングアダプタ
VIB100-BA-STD	VIB100シリーズ用スタンダードマウンティングアダプタ

