

VIBe™ VIB320シリーズ メカニカル除振脚、4.5-82kg Mechanical Isolators



- 保守が不要で経済的な顕微鏡用除振装置
- エアーホースやコンプレッサが不要
- 荷重の範囲は除振装置1台あたり2 ~ 180ポンド (4.5 ~ 82kg)

VIBeシリーズのVIB除振ベアリングは、モデルにより個別に指定されている積載量の範囲で使用できます。VIB320シリーズは、1ベアリングあたりそれぞれ2 ~ 180ポンド (4.5 ~ 82kg) の総積載量を除振します。IB除振装置はパッシブかつ機械的なので、空気ホース、保守、補助ハードウェアなどは必要ありません。

仕様


モデル	垂直除振、共振* (Hz)	水平除振、共振* (Hz)	共振時振幅、垂直 (dB)	共振時振幅、水平 (dB)	除振装置あたりの荷重 [lb (kg)]
VIB320-0210	6.8	6.3	17	16	2 (0.91)-10 (4.5)
VIB320-0812	6.8	6.3	17	16	8 (3.64)-12 (5.5)
VIB320-1018	6.8	6.3	17	16	10 (4.55)-18 (8.2)
VIB320-1423	6.8	6.3	17	16	14 (6.36)-23 (10.5)
VIB320-1630	6.8	6.3	17	16	16 (7.3)-30 (13.6)
VIB320-2340	6.8	6.3	17	16	23 (10.5)-40 (18.2)
VIB320-2947	6.8	6.3	17	16	29 (13.2)-47 (21.4)
VIB320-3658	6.8	6.3	17	16	36 (16.4)-58 (26.3)
VIB320-3775	6.8	6.3	17	16	37 (16.8)-75 (34.1)
VIB320-4485	6.8	6.3	17	16	44 (20)-85 (38.6)
VIB320-50100	6.8	6.3	17	16	50 (22.7)-100 (45)
VIB320-66105	6.8	6.3	17	16	66 (30)-105 (47.6)
VIB320-85130	6.8	6.3	17	16	85 (38.6)-130 (59.1)
VIB320-92150	6.8	6.3	17	16	92 (41.8)-150 (68.2)
VIB320-110180	6.8	6.3	17	16	110 (50)-180 (82)

*共振ピークの公称値、定格荷重満載時の除振およびダンピング

オプション

VIB320 Base Plates			
B320-ACC-001	B320-ACC-002	B320-ACC-003	
Square base plate	Round base plate	Rectangular base plate	
VIB320 Leveler Bar			
B320-ACC-023	B320-ACC-024	B320-ACC-025	
1/4-20 threaded leveler bar	6mm threaded leveler bar	Universal leveler bar with slots	
VIB320 Threaded Studs			
B320-ACC-019	B320-ACC-020	B320-ACC-021	B320-ACC-022
1/4-20 x 1" threaded stud	3/8-16 x 1.25" threaded stud	M6 x 25mm threaded stud	M10 x 32mm threaded stud

垂直



水平

