

# ユニバーサルケーブルクランプ

## Universal Cable Clamp



モデルF-CCケーブルクランプは、ファイバケーブルを確実に保持し、歪みを解除する便利な汎用商品です。ファイバは、2つのV字型溝のいずれかの所定の位置にクランプできます。2本のクランパーによってSPシリーズ・サポートポストを使いご希望の高さに取り付けることができます。クランパーは、ツマミネジで所定の位置にロックします。

テーブルに直接取り付ける場合は、ポジションナとポストホルダ、ネジ山の付いたスタブポストも必要となります。スタブポストは、クランプがポストに取り付けられている場合に、外側のV字型溝内にケーブルを保持するためにも使用できます。

このクランプは、V字型配列により、光ケーブルおよび電気ケーブルと同様に小型の円筒形光学部品を実験用に保持するためにも役立つものとなっています。

### 発注のご案内

モデル	内容
F-CC	ユニバーサルケーブルクランプ、2つのV字型溝

