


GRINレンズホルダ

GRIN Lens Holder



- 直径が最大2 mmまでのGRINレンズをマウント
- レンズは、スプリングクリップでV溝内に確実に保持が可能
- レンズホルダは、MPHシリーズのポストホルダを使用してマウントが可能

モデルFPH-L GRINレンズホルダはGRINレンズおよび2 mm径までの他のミニチュア光学部品を保持します。FPH-LはFPシリーズポジションナに挿入できます。レンズを水平に保つポジションナと組み合うアライメント用の溝状留め金がついています。パリのないスライディングクリップが光学部品をV溝内に確実に保持します。



発注のご案内

モデル	内容
FPH-L	GRINレンズホルダ