

# シートポライザ

## Sheet Polarizer



- 消光比：6000:1
- 大きな有効開口
- 低価格


New Focus™の汎用ポライザは、有効開口と許容角度が大きく、消光比6000：1の低価格なポライザです。ラミネート構造のため丈夫で、低出力用途に最適です。ホルダ外径は1インチ (25.4 mm) で、ロータリステージなど標準の1インチマウントにマウントできます。

## 仕様

|                   |   |
|-------------------|---|
| 消光比               | 6000:1  |
| 最大透過率<br>(ランダム偏光) | 32%   |
| マウント直径            | 25.4 (mm)   |
| 有効開口              | 22.6 (mm)   |
| ホルダ厚さ             | 5.8 mm  |
| 平面度               | 633 nmで $4\lambda$  |
| 表面品質              | 60-40 (スクラッチ・ディグ)   |
| 透過ビーム偏角           | 3 ( $\mu$ rad)  |
| 損傷しきい値            | 10 W/cm <sup>2</sup> (連続波)、75 mJ/cm <sup>2</sup> (20-nsパルス) |

## 発注のご案内

| モデル  | 仕様                             |
|------|--------------------------------|
| 5511 | 汎用シートポライザ、直径1.0 in.、450-750 nm |



Model 5511ポライザ2個の透過スペクトル

関連製品：回転ステージ

駆動回転ステージ