

電気ケーブルとアクセサリ

Electrical Cables and Accessories



USB2.0ケーブル



接地リストストラップ



500-04


Newportのレーザーダイオードドライバおよび温度コントローラ用ケーブルは、個別に購入できます。一端または両端に適切なコネクタがあるケーブルが利用できます。繊細な装置を環境から極力保護するため、これらのケーブルにはEMSシールドが施されています。

併せて、NewportではESDリストストラップ、RoHSに適合するUSB2.0およびBNCケーブルもご提供しています。

発注のご案内


モデル	内容	
300-02	温度コントローラケーブル、モデル300Bシリーズ、DB15オスおよび裸線	300/300Bシリーズ、6100、710
300-04	温度コントローラケーブル、モデル300Bシリーズ、DB15オスおよびDB15メス	300/300Bシリーズ、6100、710
500-02	レーザーダイオードドライバケーブル、DB9オスおよび裸線	500/500B シリーズ、6100、710
500-04	レーザーダイオードドライバケーブル、DB9オスおよびDB9メス	500/500B シリーズ、6100、710
3150-02	温度コントローラケーブル、モデル3700、Dサブ、7W2オスおよび裸線	3700
3150-04	温度コントローラケーブル、モデル3700、Dサブ、7W2オスおよびメス	3700
FK-STRAP	接地リストストラップ	汎用
90019426	BNCケーブル、オスおよびオス、60インチ	汎用
90017470	USB2.0ケーブル、タイプA～タイプB、1m(40インチ)、RoHS	汎用
90021186	USB 2.0ケーブル、直角Aオスおよび直角Bオス、2フィート、RoHS	汎用

モデル300-02&300-04ケーブル



バー型

モデル500-02&500-04ケーブル



モデル3150-02&3150-04ケーブル

