

# アダプタとリテーニングリング

## Adaptors and Retaining Rings



- あらゆるラボで必須のスペアリテーニングリング
- アダプタにより光学マウントの用途を拡大
- さまざまな光学部品サイズに適合
- レーザーダイオード用光学マウントアダプター ULTIMA®マウント対応

Newportは、光学マウント用のアダプタとスペアリテーニングリングを幅広く取りそろえております。

### 発注のご案内

#### リテーニングリング発注のご案内

モデル	仕様
MLH-0.25-RR	リテーニングリング、内径4.7 mm、0.281-32ネジ、6.35mmマウント
MLH-0.5-RR	リテーニングリング、内径10.1 mm、0.546-32ネジ、MT-RS、LH-05、LH1-05R、LPLH-50TおよびMLH-0.5
LP-05-RR	リテーニングリング、内径16.3 mm、0.875-20ネジ、LPLH-50T用
LPLH-75-RR	リテーニングリング、内径15.9 mm、0.775-32ネジ、LPLH-1T用
LP-1-RR	リテーニングリング、内径26.9 mm、1.438-20ネジ、LPLH-1T用
A-1.25-1RR	リテーニングリング、内径19.2 mm、1.063-20ネジ、LH-1、LH1-1R、LPLH-1T、RSP-1T、481A、GM-1RA用
A-1.25-1RR-L	アルミリテーニングリング、内径22.9 mm、1.063-20ネジ
LP-2-RR	リテーニングリング、内径30 mm、1.563-20ネジ、LPLH-15T、LH-1.5およびLH2.15R用
LH2-T-RR	リテーニングリング、内径42.9 mm、2.063-20ネジ、LP-2A、RSP-2T、LH-2、およびLH2-2R用

#### 光学マウントアダプタ発注のご案内

モデル	仕様
LDA-58	TO-Can光学マウントへの変換アダプタ、T0-56から1インチマウントへ変換
LDA-90	TO-Can光学マウントへの変換アダプタ、T0-9から1インチマウントへ変換
CLD-1	円筒形レーザーダイオード光学マウントアダプタ、0.6インチダイオードから1インチマウントへ変換
CLH-9	光学マウントアダプタ、25.4 mmから9.0 mmコリメータへ変換
PRA-05	偏光子アダプタ、12.7 mm (1/2インチ) 径光学部品を1.063-20ネジ付きマウントに接続
UPA1-5	ミラーマウントアダプタ、25.4 mm径から12.7 mm径へ変換、Ultima用
UPA1-75	ミラーマウントアダプタ、25.4 mm径から19.05 mm径へ変換、Ultima用
UPA2-1	ミラーマウントアダプタ、50.8 mm径から25.4 mm径へ変換、Ultima用
UPA-OM	対物レンズマウント、RMSネジ
UPA.5	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、12.7 mm径
UPA.75	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、19.4 mm径
UPA1	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、25.4 mm径
UPA2	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、50.8 mm径
A-2-1	光学マウントアダプタ、50.8 mmから25.4 mm (2インチから1インチ)へ変換
A-2-1.5	光学マウントアダプタ、50.8 mmから38.1 mm (2インチから1.5インチ)へ変換
A-4-3	光学マウントアダプタ、101.6 mmから76.2 mm (4インチから3インチ)へ変換
A-75-50	光学マウントアダプタ、0.75 in. (19.1 mm) から0.5 in. (12.7 mm)へ変換
MLH-0.5	回転レンズマウントアダプタ、0.50 in. 径から0.75 in. マウントへの変換
LPIA-1-32	Cマウントアダプタ、1-32ネジ、1インチレンズマウント
LP2A-1-32	Cマウントアダプタ、1-32ネジ、2インチレンズマウント
MH-2P	固定位置レンズマウント0.75インチ (19.1 mm径口)
CLH-11	コリメーター、レーザーダイオード用アダプタ、11 mmから1インチマウントへ変換
A-1.25-1	薄型ミラーマウントサイズアダプター
UPA-A1	スペーサーアダプター、UPA-45D1及びUPA-CM1用
605A-2-1	光学直径アダプター、ギンバルミラーホルダー用2インチ→1インチへ変換用
605A-4-3	光学直径アダプター、ギンバルミラーホルダー用4インチ→2インチへ変換用

#### アダプタ製品群



ミラーマウント  
レンズホルダー  
専用光学マウント  
ルーラシステム  
メカニカルシヤッター  
フュージョン  
ベース&ブラケット  
システム  
コンポーネント  
ツール  
フュルターマウント  
実験キット  
アプリケーション