


手動位置決めセット

Organized Manual Positioning Set



MK-6 (M-MK-6)

- 最もポピュラーな手動ステージをまとめたセット
- ラベルと保管キャビネット付き
- 研究室の新しいプロジェクト用として保管が容易

手動位置決めセットはマイクロメータ付クロスローラベアリングおよびボールベアリング、リニア・回転ステージによって高精度位置決めを提供します。また、XYZステージおよび1軸ステージが含まれています。セットには各種アングルブラケットおよびキネマティックベースも含まれており、さまざまな構成が可能です。

*このセットに含まれている各製品の詳細については個々の製品記載ページをご参照下さい。

手動位置決めセットの内容

| 個数 | モデル(ミリ仕様) | 内容 |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | 271 | 高荷重ラボジャッキ、4.375×6.5 in.、耐荷重200 lb |
| 3 | 423 (M-423) | 高性能薄型ボールベアリング直進ステージ、移動量1.0 in.、1/4-20 |
| 1 | 360-45 | アングルブラケット、45° |
| 1 | 360-90 (M-360-90) | アングルブラケット、90° |
| 1 | 426A (M-426A) | 開口プラットフォームステージ |
| 1 | 460P-XYZ-05 (M-460P-XYZ-05) | ベグ結合直進ステージ、XYZ移動量0.5 in. |
| 1 | 462-XYZ-M (M-462-XYZ-M) | ULTRAlign™一体型クロスローラベアリング直進ステージ、XYZ移動量1.0 in. |
| 1 | 481-A (M-481-A) | 回転ステージ、360°粗調、5°微調、マイクロメータ |
| 1 | BK-2A (M-BK-2A) | キネマティックベース、マグネット、2 in.×2.45 in. |
| 1 | BK-3A (M-BK-3A) | キネマティックベース、マグネット、3 in.角型 |
| 1 | RSP-1T | 回転ステージ、1 in.開口、360°連続回転、粗調および微調 |
| 3 | SM-13 | Vernierマイクロメータ、移動量13 mm、耐荷重9 lb、50.8 TPI |
| 7 | SM-25 | Vernierマイクロメータ、移動量25 mm、耐荷重23 lb、50.8 TPI |

発注のご案内

| モデル(ミリ仕様) | 内容 |
|---------------|-----------|
| MK-6 (M-MK-6) | 手動位置決めセット |