

コンパクトミラーマウント

Space-Saving Mirror Mount



コンパクトミラーマウント

Pint-Sized™ Mounts



- $\Phi 0.5$ or 1.0 in.
- 3 Actuators
- Sapphire Seats
- $\pm 4^\circ$

EC Platform Mounts



- $\Phi 0.5$ and 1 in.
- Two Mounts in One
- No Adaptors Needed
- Knob or Hex

Pitch-Axis Mounts





- $\Phi 0.5$ or 1 in.
- Locking Pitch Adjustment
- Clear Edge Aperture
- CenterPoint™ Mounting

工業用フレクチャーミラーマウント

Industrial Flexuer Mirror Mounts



MFMシリーズ

	調整軸 ⁽²⁾	角度範囲 ^(°)	駆動タイプ	取付穴	感度 ⁽¹⁾ (arc sec)	光学部品径 [in. (mm)]	モデル
	θ_x, θ_y	± 2.5	Allen-Key, non-locking	Face Plate, 4-40 Thd	9	0.5 (12.7)	MFM-050
	θ_x, θ_y	± 2.5	Allen-Key, non-locking	Face Plate, 4-40 Thd	7	0.75 (19.05)	MFM-075
					5	1.0 (25.4)	MFM-100




ネジピッチ100-モデル番号語尾に「-HR」はTPIです。

工業用キネマティックミラーマウント

	角度範囲 (°)	調整軸 ⁽²⁾	駆動タイプ	取付穴	感度 ⁽¹⁾ (arc sec)	光学部品径 [in. (mm)]	モデル
	±4	θx, θy	Allen-Key, locking	2X, 2-56 (M2) CLR	14.3	0.5 (12.7)	9762-K
					8.8	1.0 (25.4)	9888-K
	±4	θx, θy	Allen-Key, locking	2X, 8-32 (M4) CLR	4.4	1.0 (25.4)	9805-K
						1.0 (25.4)	9800-K

	光学部品径 [in. (mm)]	角度範囲 (°)	駆動タイプ	取付穴	調整軸 ⁽²⁾	感度 ⁽¹⁾ (arc sec)	モデル
	1.0 (25.4)	±4	Allen-Key, Locking	8-32 (M4) CLR	θx, θy	4.8	P100-AI28
						3.8	P100-AI21
	1.0 (25.4)	±4	Allen-Key, Locking	8-32 (M4) CLR	z, θx, θy	4.8	P100-AI38
						3.8	P100-AI31
	2.0 (50.8)	±3	Allen-Key, Locking	8-32 (M4) CLR	θx, θy	3.0	P200-AI28

工業用プラットフォームマウント

	調整軸 ⁽²⁾	駆動タイプ	光学部品径 [in. (mm)]	角度範囲 (°)	感度 ⁽¹⁾ (arc sec)	取付穴	モデル
	θx, θy	Allen-Key, non-locking	0.5 (12.7)	±11	23.9	4-40	MM-050-HEX
					23.9	M3	MM-050-HEX-M
	θx, θy	Allen-Key, non-locking	0.75-in. Platform	±7	15.2	8-32	MM-075-HEX
					15.2	M4	MM-075-HEX-M
			1-in. Platform	±6	10.2	8-32	P100-P-H
				±6	10.2	M4	M-P100-P-H