

ILXレーザーダイオード機器用 コントロールケーブル

Controller Cables for ILX Laser Diode Instruments



- ILX Lightwave製品に対応
- レーザーダイオードドライバケーブル
- 温度コントローラケーブル



CC305H
ドライバマウント間ケーブル、6 Amp、7W2オス→DB9オス



CC305S
ドライバマウント間ケーブル、5 Amp、DB9オス→DB9オス



CC306H
無終端ドライバケーブル、6 Amp、13W3オス→裸線



CC306HT
ドライバマウント間ケーブル、6 Amp、13W3オス→7W2オス



CC306S
無終端ドライバケーブル、5 Amp、DB9オス→裸線



CC308H
ドライバマウント間ケーブル、20 Amp、9W4オス→7W2オス



CC316M
ドライバマウント間ケーブル、5 Amp、DB9オス→DB9オス、8パック



CC320
ドライバマウント間ケーブル、40 Amp、9W4オス→7W2オス



CC325
無終端ドライバケーブル、40 Amp、9W4オス→リングラグ



CC340
ドライバ用銅・クラウンケーブル、40 Amp、9W4オス→銅・クラウン



CC355S
ドライバマウント間ケーブル、5 Amp、DB9オス→DB9オス、エキストラロング



CC370
無終端ドライバケーブル、70 Amp、9W4オス→リングラグ



CC380
パルスドライバ・パルスボード間ケーブル、3 Amp、DB15オス→DB15オス、3Ω



CC385
パルスドライバ・パルスボード間ケーブル、5 Amp、17W2オス→17W2オス



CC390
ドライバ用銅・クラウンケーブル、150 Amp、クラウン→銅・クラウン



CC395
ドライバ用銅・クラウンケーブル、150 Amp、クラウン→銅・クラウン、エキストラロング



CC501H
無終端TECコントローラケーブル、6 Amp、DB15オス→裸線



CC501HT
TECコントローラ・マウント間ケーブル、6 Amp、DB15オス→7W2メス



CC501S
無終端TECコントローラケーブル、5 Amp、DB15オス→裸線



CC505S
TECコントローラ・マウント間ケーブル、5 Amp、DB15オス→DB9メス



CC516M
TECコントローラ・マウント間ケーブル、5 Amp、DB15オス→DB9メス、8バック



CC550S
TECコントローラ・マウント間ケーブル、5 Amp、DB15オス→DB9メス、エキストラロング



CC594H
無終端TECコントローラケーブル、10 Amp、DB25オス→裸線



CC595S
TECコントローラ・マウント間ケーブル、5 Amp、DB25オス→DB9メス



CC596H
TECコントローラ・マウント間ケーブル、10 Amp、DB25オス→7W2メス



LPC-388
電流・電圧モニタケーブル、LDP-3830/LDP-3840B