

M1シリーズLab標準ミラーマウント

Lab Standard Mirror Mount



- 最も手頃なミラーマウント
- 開口タイプ (M1)と切り欠きタイプ (M1Q)
- 水平マウント可能
- 100-TPI (0.25mmピッチ) 調整ネジ
- 硬質カーバイドパッド採用 (スクリュー接点)

仕様

モデル	タイプ	光学部品径(mm)	調整軸	駆動タイプ	調整角(°)	感度(秒)*
M05	キネマティック	12.7	θ_x, θ_y	Knob	± 4	8.3
M05-X	キネマティック	12.7	2z, θ_x, θ_y	Knob	± 4	8.3
M1	開口	25.4	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M1Q	切り欠き	25.4	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M1-CP	センターポイント	25.4	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M1-RA	サイドマウント	25.4	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M1-P2	プラットフォーム	2インチ角プラットフォーム	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M1-RQ	サイドマウント	丸/角型対応	θ_x, θ_y	Knob	± 4	3.8
M2	キネマティック	50.8	θ_x, θ_y	Knob	± 4	2.4

*典型値、アクチュエータを1°回転させた時の傾き



低価格工業用ミラーマウント

モデル	詳細			
M05-RL	12.4mm	θ_x, θ_y	Allen-Key	8.3
M05-XL	12.4mm	z, θ_x, θ_y	locking	8.3
M05	12.4mm	θ_x, θ_y	locking	8.3
M1-HL	25.4mm	θ_x, θ_y	locking	8.3
M1-HL	25.4	θ_x, θ_y	Allen-Key	8.3

M1 お得な10個パックの発注のご案内 (価格は9個分)

モデル	詳細
M1-PK	M1ミラーマウント (10個パック)
M1Q-PK	M1Qミラーマウント (10個パック)

M1 ミラーマウントセット お得な10個パックの発注のご案内 (価格は9個分)

モデル	詳細
ER1-M1	ミラーマウントセット、10D20ER.1、広帯域金属ミラーとM1マウントのセット
ER2-M1	ミラーマウントセット、10D20ER.2、広帯域金属ミラーとM1マウントのセット
ER4-M1	ミラーマウントセット、10D20ER.4、広帯域金属ミラーとM1マウントのセット

