

## PS-T シリーズ 1 インチポスト・ペグシステム 1 inch Optical Post-&-Peg System



- 再現性の高い着脱が可能に
- 高さ 12.7 mm から 152.4 mm
- 上下 M6 ねじ穴・スペーサー :0.79, 1.6, 3.2, 6.35 mm
- ペDESTALアダプタ

### 多彩な用途



### 発注のご案内

モデル	詳細
M-PS-0.5E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 12.7mm
M-PS-1E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 25.4mm
M-PS-2E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 50.8mm
M-PS-3E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 76.2mm
M-PS-4E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 101.6mm
M-PS-6E-T	マウンティングポスト、25.4mm 径、高さ 152.4mm
M-PS-1P	ペグアダプターポスト、25.4mm 径、高さ 25.4mm
PS-B-0.5	ペDESTALベースアダプタ、25.4mm 径、高さ 12.7mm
PS-B-1	ペDESTALベースアダプタ、25.4mm 径、高さ 25.4mm
PS-0.031-T	ポストスペーサー、高さ 0.79mm、M6 通し穴
PS-0.063-T	ポストスペーサー、高さ 1.6mm、M6 通し穴
PS-0.125-T	ポストスペーサー、高さ 3.2mm、M6 通し穴
PS-0.25-T	ポストスペーサー、高さ 6.35mm、M6 通し穴