

HR-1シリーズ ロングトラベル高分解能マイクロメーター Long-Travel High-Resolution Micrometer



モデルHR-1

- 標準マイクロメーターと比較して5倍の位置読み取り精度
- 大径ノブにより、0.25 μm の最小移動量で25 mmの移動量を実現
- 標準的な取付け径とリテーニングリング

ニューポート社のHR-1シリーズ ロングトラベル高解像度マイクロメーターは、大半の標準的なマイクロメーターと比較して4倍優れた感度を持っています。彫り込み目盛表示により、2 μm 単位で直接読み出すことができ、大きなノブを使って他に類を見ないような微妙な位置調整が可能です。このマイクロメーターは、サイド駆動構成を除き、462ステージ構成のすべての軸に対応しています。

発注のご案内

モデル	説明
HR-1	高分解能マイクロメーターヘッド、25.4 mm、感度0.1 μm 、軸耐荷重49 N

