

RCシリーズ 遠隔操作ケーブル Remote Control Cables



RC-4およびRC-10

- 手が届かない装置の制御を集約化
- ニューポート社製マイクロメーターおよびAJSネジとの接続が容易

RCシリーズの遠隔操作ケーブルは、電動アクチュエータに替えて、遠隔にあるか、または手が届かないマウントやステージの操作を集約化する廉価な手段を提供します。これにより、手動調節式マイクロメーターの分解能に近い分解能が得られます。ケーブルの一端はマイクロメーターのノブの上に乗せ、もう一端はテーブルにボルトで固定できるブラケットに保持されます。刻み目付のノブにより、調節が簡単に行えます。

RCシリーズのケーブルは航空産業のBowdenケーブルを応用したものです。トルクがかかると、この非常に信頼性の高いケーブルは時計回り方向にわずか4°/oz-in. (0.05°/g-cm) 回転し、反時計回りに3°/oz-in. (0.04°/g-cm) 回転します。

当社では、当社のモデル600Aまたは625-RCシリーズのミラーマウントに使用して2本のケーブルに適切なスペースを確保するための接続バーを提供しています。

発注のご案内

モデル	説明
RC-10	マイクロメーター遠隔操作ケーブル、10フィート長
RC-4	マイクロメーター遠隔操作ケーブル、4フィート長

モデルRC

