

# レンズフォーカスマウント

## Lens Focusing Mount



- 80-TPI内部メカニズムによって感度を向上
- スムーズで正確なレンズフォーカス、移動距離0.2インチ (5 mm)
- 無回転、ロック可能な軸位置決め
- 1.38インチ (35 mm) までの光学機器用ネジ切りアパチャ
- コンポーネント用単軸方向トランスレータ

### 仕様

	LFM-1A
感度 (μm/degree)	1
光軸移動量、Z (in.)	0.2
光学部品径 [in. (mm)]	1.0 (25.4)

### 発注のご案内

モデル	詳細
LPLH-1T	光学部品ホルダ、1.0 in.径
LPMH-1	対物レンズホルダ、1.0 in.レンズマウント

### Model LFM-1A

