

3軸高分解能プリズムチルトマウント

Three Axis High Resolution Prism Tilt Mount



- 直交、共角度調整
- 感度1秒の開放型傾斜調整機能
- 標準もしくはロック可能な調整ネジ、または差動マイクロメーター

仕様

PO46-50シリーズ

傾斜	±2.5°
回転	±2.5°
感度* (全軸) (秒)	2-3
耐荷重 [lb (N)]	11.2 (50)

発注のご案内

モデル	仕様
M-PO46BD-50	2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°マイクロメーター、ミリ仕様
M-PO46BL-50	2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°ロック付ネジ、ミリ仕様
M-PO46N-50	2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°調整ネジ、ミリ仕様

POシリーズ

