


光学アイリス絞り

Optical Iris Diaphragms



- スムーズな連続開口コントロール
- 2.5 - 73 mm開口レンジ
- 3種類
- M4ネジ付
- X26シリーズと互換性あり

仕様

モデル	最小開口 (mm)	最大開口 (mm)	光軸高さ (mm)
M-DI47.28	2.5	27	0.79 (20)
M-DI47.50	5	49	1.32 (33.5)
M-DI47.68	7	73	1.91 (48.5)

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシヤッター

アクセサリ

ベース&ブラケット

ボス&ロッド
システムコンポーネント
セット

フィルタマウント

実験キット
アプリケーション
キット