

Qシリーズ低出力重水素光源

Q Series Low Power Deuterium Light Sources



- VIS・IRを最小限に抑えた高輝度VUV・UVA出力
- 他のタイプのアークランプより長寿命
- 3タイプの重水素ランプの選択肢

Qシリーズ重水素光源は、可視から赤外までの波長放射を最小限に抑え、高輝度出力の紫外放射を必要とするお客様にとって、完全なコンパクトかつ経済的な光源です。

発注のご案内

モデル	仕様
66080-30DI-Q15	重水素光源、30 W高輝度、160-500 nm
66080-30DISF-Q15	重水素光源、30 Wオゾンフリー、180-500 nm
66080-30DU-Q15	重水素光源、30 W高均一性、160-500 nm