

VIP100シリーズ








超小型メカニカル除振プラットフォーム

VIP100 Super Compact Mechanical Vibration Isolation Platforms



- 35ポンドまでの荷重を除振するアルミ製プラットフォーム
- 設置面積の小さいコンパクトな用途に最適
- 1インチVIB100除振装置に統合され、10Hz以上を除振
- メカニカル除振式でホースやコンプレッサーは不要

VIBe™のメカニカル除振テクノロジーを特徴とするVIP100シリーズのプラットフォームは、VIB100除振装置によって支持される、取付け穴付きのアルミプレートで構成されます。本装置はVIP320に似通っていますが、設置面積は非常にコンパクトで、最低10Hzから、垂直方向にも水平方向にも良好な除振を提供します。

Compare	モデル	Length	Width	Minimum Load Capacity	Maximum Load Capacity	Thread Type
	M-VIP100-0808-0518	200 mm	200 mm	2.3 kg	8.2 kg	M6
	M-VIP100-0808-1845	200 mm	200 mm	8.2 kg	20.4 kg	M6
	M-VIP100-1212-0315	300 mm	300 mm	1.4 kg	6.8 kg	M6
	M-VIP100-1212-1543	300 mm	300 mm	6.8 kg	19.5 kg	M6
	M-VIP100-1218-0010	300 mm	450 mm	0 kg	4.5 kg	M6
	M-VIP100-1218-1239	300 mm	450 mm	5.4 kg	17.7 kg	M6
	M-VIP100-1818-0835	450 mm	450 mm	3.6 kg	15.9 kg	M6